


Wb, Elisa용 항-Gif 토끼 다클론 항체 - P27352

품목 번호: CM0021733



소개

WB와 ELISA에서 검증된 고품질 항-GIF 토끼 다클론 항체로, 사람, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 코발라민 흡수 및 내인성 인자 관련 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GIF 토끼 pAb
비고/별칭	GIF; IF; IFMH; INF; TCN3; 위 내인성 인자
종	사람
GeneID (인간)	2694
면역원	사람 GIF(NP_005133.2)의 아미노산 19-417에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P27352
단백질 분자량	42kDa/45kDa
배송 방식	아이스 팩