


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Gif/내인자 토끼 폴리클로날 항체 - P27352

품목 번호: CM0029743



소개

인간 GIF(내인자)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 코발라민 흡수 및 위점막 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GIF 토끼 pAb
비고/별칭	IF; GIF; INF; IFMH; TCN3
종	인간
유전자 ID (인간)	2694
면역원	인간 GIF(NP_005133.2)의 아미노산 20-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P27352
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스팩