

Wb, Elisa용 Anti-Gigyf2 토끼 다클론 항체 - Q6Y7W6

품목 번호: CM0015494



소개

WB, ELISA용으로 검증된 Anti-GIGYF2 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 번역 억제, mRNA 분해 및 파킨슨병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GIGYF2 토끼 pAb
비고/별칭	GYF2; PERQ2; PERQ3; PARK11; TNRC15; GIGYF2
종	인간
GeneID (인간)	26058
GeneID	26058
면역원	인간 GIGYF2(NP_001096617.1)의 아미노산 350-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q6Y7W6
단백질 분자량	150kDa
배송	아이스팩