


Wb, Elisa용 Anti-Gimap1 다클론 항체 - Q8Wwp7

품목 번호: CM0022758



소개

인간 GIMAP1을 표적으로 하며 WB 및 ELISA 검증을 완료한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 랫드와 교차 반응합니다. 비장 및 림프절에서 림프구 생존과 GTPase 생물학을 연구하는 데 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GIMAP1 토끼 pAb
비고/별칭	IAN2; IMAP1; HIMAP1; IMAP38; GIMAP1
종	인간
유전자 ID (인간)	170575
유전자 ID	170575
면역원	인간 GIMAP1(NP_570115.1)의 아미노산 140-280 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	Q8WWP7
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩