

Anti-Gins2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Y248

품목 번호: CM0028601



소개

인간 GINS2(PSF2)에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증됨. DNA 복제 연구, 특히 CMG 헬리케이스 복합체 연구에 이상적. 인간과 교차 반응. 예측 분자량 21 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GINS2 Rabbit pAb
비고/별칭	PSF2; Pfs2; HSPC037; GINS2
종	인간
GeneID	51659
면역원	인간 GINS2 (NP_057179.1)의 아미노산 1-185에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y248
단백질 무게	21kDa
배송	아이스백