

Anti-Gins4 (Sld5) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9BrT9

품목 번호: CM0030356



소개

사람 GINS4 (SLD5)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블랏 및 ELISA용입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 GINS4를 검출하며, 이는 DNA 복제 복합체 단백질입니다. 세포 주기 및 복제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GINS4 Rabbit pAb
비고/별칭	SLD5, GINS4
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	84296
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9BRT9
단백질 크기	98kDa
배송	아이스 백(Ice bag)