

Anti-Gipcl Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O14908

품목 번호: CM0014781

소개

인간 GIPC1(O14908)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차반응성을 보입니다. G 단백질 연계 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GIPC1 Rabbit pAb
비고/별칭	NIP; GIPC; IIP-1; OPDM2; TIP-2; SEMCAP; C19orf3; Hs.6454; GLUTICBP; RGS19IP1; SYNECTIN; SYNECTIN; GIPC1
종	인간
GeneID (Human)	10755
GeneID	10755
면역원	인간 GIPC1 (NP_005707.1)의 아미노산 1-333에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫
SWISS	O14908
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백