


Wb 및 Elisa용 Anti-Gipc2 폴리클로널 항체 - Q8Tf65

품목 번호: CM0013113



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA용 인간 GIPC2(PDZ 도메인 함유 단백질 GIPC2, SEMCAP2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 약 34 kDa의 세포질 단백질을 인식하며, 신장 및 대장 종양에서 발현이 감소(down-regulated)됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GIPC2 Rabbit pAb
비고/별칭	SEMCAP2; SEMCAP-2; GIPC2
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	54810
GeneID	54810
항원(Immunogen)	인간 GIPC2 (NP_060125.4)의 아미노산 1-315에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로널 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q8TF65
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)