

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gipr 폴리클로날 항체 - P48546

품목 번호: CM0027349



소개

인간 GIPR(위 억제 폴리펩타이드 수용체)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. GIP 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GIPR Rabbit pAb
비고/별칭	PGQTL2; GIPR
종	인간
GeneID (인간)	2696
GeneID	2696
면역원	제조합 단백질 / 인간 GIPR (NP_000155.1)의 아미노산 22-138에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48546
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백