

Anti-Girk2 (Kcnj6) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, If-P, Elisa
- P48051

품목 번호: CM0006420

소개

GIRK2 (KCNJ6), a G protein-activated inward rectifier potassium channel에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 사람 및 쥐와 반응합니다. 인슐린 분비 및 이온 채널 관련 질병 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	GIRK2(KCNJ6) Rabbit mAb
비고/별칭	BIR1; GIRK2; KATP2; KCNJ7; KPLBS; GIRK-2; KATP-2; KIR3.2; hiGIRK2; GIRK2(KCNJ6)
종	사람 (Human)
GeneID	3763
면역원	합성 펩타이드 (Synthetic peptide)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	P48051
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백 (Ice bag)