

Wb, Elisa용 Anti-Git2 토끼 다클로날 항체 - Q14161

품목 번호: CM0012840

소개

사람 GIT2 (ARF GTPase-activating protein GIT2)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. GPCR 신호 전달 및 세포골격 역학 연구에 이상적입니다. - Q14161

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GIT2 Rabbit pAb
비고/별칭	PKL; CAT2; CAT-2; GIT2
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	9815
유전자 ID	9815
면역원	사람 GIT2 (NP_476511.1)의 아미노산 450-510에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q14161
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백