


Anti-Gitr Ligand/Tnfsf18 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ung2

품목 번호: CM0027827



소개

인간 GITR Ligand(TNFSF18), AITRL/GITRL로도 알려진 단백질에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. T세포 활성화 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GITR Ligand/TNFSF18 Rabbit pAb
비고/별칭	TL6; AITRL; GITRL; TNLG2A; hGITRL; GITR Ligand/TNFSF18
종(Species)	인간(Human)
GeneID	8995
면역원(Immunogen)	인간 GITR Ligand/TNFSF18 (NP_005083.2)의 아미노산 52-177에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UNG2
단백질 분자량	20kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)