

Wb, Elisa용 Anti-Gitr/Tnfrsf18 토끼 다클론 항체 - Q9Y5U5

품목 번호: CM0016500



소개

인간 GITR/TNFRSF18(aa 26-255)에 대해 생성된 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA를 통해 인간과 마우스 GITR을 검출하며, T세포 활성화, NF-kB 신호전달 및 면역 체크포인트 생물학 연구에 적합합니다. SWISS: Q9Y5U5.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GITR/TNFRSF18 토끼 pAb
비고/별칭	AITR; GITR; CD357; GITR-D; ENERGEN; GITR/TNFRSF18
종	인간
GeneID (인간)	8784
GeneID	8784
면역원	인간 GITR/TNFRSF18의 아미노산 26-255(NP_683699.1)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9Y5U5
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩