

Wb, Elisa용 항-Gja4 폴리클론 항체 - P35212

품목 번호: CM0023301

소개

인체 GJA4(Connexin-37)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, Western blot 및 ELISA 검증을 완료하였으며 쥐(rat)와 교차 반응성을 가집니다. 갭 연결 및 세포 간 통신 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GJA4 토끼 pAb
비고/별칭	CX37; GJA4
종	인체(Human)
GeneID (인체)	2701
GeneID	2701
면역원	인체 GJA4(NP_002051.2)의 아미노산 229-333 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐(Rat)
SWISS	P35212
단백질 무게	37kDa
배송	아이스팩