

Wb, Elisa용 Anti-Gja5 폴리클로널 항체 - P36382

품목 번호: CM0029216

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 GJA5 (Connexin-40, CX40)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 GJA5를 검출합니다. 갭 접합 및 심장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GJA5 Rabbit pAb
비고/별칭	CX40; ATFB11; GJA5
종	Human
GeneID	2702
면역원	인간 GJA5 (NP_859054.1)의 아미노산 229-358에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P36382
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩