

Anti-Gja5/Cx40 토끼 다클론 항체, If/Icc·elisa 적합 - P36382

품목 번호: CM0017605

소개

인간 GJA5/커넥신-40을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IF/ICC와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간 시료에서 갭 정션 기능, 심혈관 생물학, 세포 간 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GJA5 Rabbit pAb
비고/별칭	CX40; ATFB11; GJA5
반응 종	인간
유전자ID (인간)	2702
유전자ID	2702
면역원	인간 GJA5 (NP_859054.1)의 아미노산 229-358번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P36382
단백질 분자량	40kDa
배송 조건	아이스 팩