


Wb 및 Elisa용 Anti-Gjb1 토끼 다클로날 항체 - P08034

품목 번호: CM0017407



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA용 인간 GJB1 (Connexin-32)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 GJB1을 인식합니다. 갭 접합(Gap junction), 샤르코-마리-투스병(Charcot-Marie-Tooth disease) 및 신경병증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GJB1 Rabbit pAb
비고/별칭	CMTX; CX32; CMTX1; GJB1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	2705
GeneID	2705
면역원(Immunogen)	인간 GJB1 (NP_000157.1)의 아미노산 214-283에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P08034
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)