

Wb, Elisa용 Anti-Gjb3 폴리클로널 항체 - O75712

품목 번호: CM0026459

소개

GJB3 (Connexin-31)를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 및 랫트에 대한 반응성을 나타냅니다. 난청 및 피부 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GJB3 Rabbit pAb
비고/별칭	EKV; CX31; DFNA2; EKVPI; DFNA2B; GJB3
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	2707
GeneID	2707
면역원	사람 GJB3 (NP_076872.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	O75712
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)