


Anti-Gjd2 Rabbit Pab - Q9Ukl4

품목 번호: CM0030873



소개

GJD2 Rabbit pAb는 인간, 마우스, 래트의 갭 접합 델타-2 (커넥신-36)를 WB, ELISA를 통해 검출합니다. 표적은 신경 세포 갭 접합에서 발현되며, 약 36kDa입니다. 신경과학 및 세포 간 통신 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GJD2 Rabbit pAb
비고/별칭	CX36; GJA9; GJD2
종	인간
유전자 ID (인간)	57369
유전자 ID	57369
면역원	인간 GJD2 (NP_065711.1)의 아미노산 99-197 서열에 대응하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UKL4
단백질 무게	36kDa
배송	아이스백