

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Gk2 폴리클로날 항체 - Q14410

품목 번호: CM0022512

소개

인간 GK2 (글리세롤 키나제 2, 고환 특이적)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 시스 형성을 포함한 남성 생식력 및 정자 형성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GK2 Rabbit pAb
비고/별칭	GKP2; GKTA; GK2
종	인간
GeneID (인간)	2712
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q14410
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩