

Wb, Elisa용 Anti-Gkn1 다클론 항체 - Q9Ns71

품목 번호: CM0013403

소개

사람 GKN1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. Gastrokine-1은 위 점막의 완전성 유지에 관여하는 유사분열 촉진 단백질입니다. 위장관 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GKN1 토끼 pAb
비고/별칭	FOV; CA11; AMP18; BRICD1; foveolin; GKN1
종	사람
GeneID (사람)	56287
GeneID	56287
면역원	재조합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9NS71
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스팩