

Wb 및 Elisa용 항Glb1L3 토끼 다클론 항체 - Q8Nci6

품목 번호: CM0015957

소개

인간 GLB1L3(베타-갈락토시다아제-1 유사 단백질 3)에 대한 본 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 글리코시다아제 활성 및 강지오사이드 대사 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GLB1L3 토끼 pAb
비고/별칭	GLB1L3
종	인간
유전자ID (인간)	112937
유전자ID	112937
면역원	인간 GLB1L3 (NP_001073876.2)의 아미노산 180-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NCI6
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스백