

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Gldc 다클론 항체 - P23378

품목 번호: CM0029178



소개

인간 GLDC에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA 분석에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 교차 반응합니다. 글리신 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GLDC 토끼 pAb
비고/별칭	GCE; GCSP; HYGN1; GLDC
종	인간
GeneID (인간)	2731
GeneID	2731
면역원	인간 GLDC (NP_000161.2)의 아미노산 36-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원산지	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23378
단백질 분자량	113kDa
배송 방법	아이스 팩