

## Wb, Ihc-P, Elisa용 항Gldc 토끼 단클론 항체 - P23378

품목 번호: CM0006902



### 소개

글라이신 분해 시스템의 미토콘드리아 P 단백질인 인간 GLDC(GCE/GCSP)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며 마우스, 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | GLDC 토끼 mAb                                                  |
| 비고/별칭       | GCE; GCSP; HYGN1                                             |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 2731                                                         |
| 유전자 ID      | 2731                                                         |
| 면역원         | 인간 GLDC(NP_000161.2)의 아미노산 580-749에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                           |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                       |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                             |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                  |
| SWISS       | P23378                                                       |
| 단백질 분자량     | 113kDa                                                       |
| 배송          | 아이스백                                                         |