

Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Gldc 토끼 다클로날 항체 - P23378

품목 번호: CM0019085



소개

인간 GLDC에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트에서 검증되었습니다. 미토콘드리아 글리신 탈카르복실화효소를 표적합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	GLDC Rabbit pAb
비고/별칭	GLDC; GCE; GCSP; HYGN1; glycine decarboxylase
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2731
GeneID	2731
면역원	인간 GLDC (NP_000161.2)의 아미노산 580-749에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P23378
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스백