

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, Elisa용 Anti-Gldc Rabbit Polymab® - P23378

품목 번호: CM0009874



소개

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고성능 Anti-GLDC Rabbit PolymAb®입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 대사 연구를 위한 미토콘드리아 글리신 탈수소효소를 표적합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	GLDC Rabbit PolymAb®
비고/별칭	GCE; GCSP; HYGN1
종	인간
유전자 ID	2731
면역원	인간 GLDC (NP_000161.2)의 아미노산 580-749에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23378
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백