

Anti-Gle1 폴리클론항체, Wb, Elisa용 - Q53Gs7

품목 번호: CM0015325



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 검증이 완료된 토끼 유래 인간 GLE1 폴리클론항체입니다. mRNA 수출 메커니즘 및 핵공 복합체 생물학 연구를 가능하게 합니다. 뉴클레오포린 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	GLE1 Rabbit pAb
비고/별칭	LCCS; CAAHC; CAAHD; GLE1L; LCCSI; hGLE1; GLE1
종	인간
GeneID (인간)	2733
GeneID	2733
면역원	인간 GLE1 (NP_001003722.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원료	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q53GS7
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백