

Wb 및 Elisa용 Anti-Gli1 Rabbit Polyclonal Antibody - P08151

품목 번호: CM0031055



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-Gli1 토끼 다클로날 항체입니다. 발생 및 암과 관련된 핵심 헤지호그 신호 전사 인자인 인간, 마우스 및 랫트 Gli1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Gli1 Rabbit pAb
비고/별칭	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
종	Human
유전자 ID	2735
면역원	인간 GLI1 재조합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P08151
단백질 분자량	118kDa
배송	아이스백