

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Gli1 토끼 다클로날 항체 - P08151

품목 번호: CM0016348



소개

사람 GLI1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. GLI1은 발달 및 암과 관련된 핵심 헤지호그 경로 전사 활성화 인자입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	GLI1 Rabbit pAb
비고/별칭	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	2735
유전자 ID	2735
면역원	사람 GLI1 (NP_001153517.1)의 아미노산 350-450에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P08151
단백질 분자량	118kDa
배송	아이스백