

If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gli2 단일클론 항체 - P10070

품목 번호: CM0006773

소개

GLI2에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 헤지호그 신호 전달 경로 연구 및 HTLV-1 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GLI2 Rabbit mAb
비고/별칭	CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; GLI2
종	인간
GeneID (인간)	2736
GeneID	2736
면역원	인간 GLI2의 아미노산 1100-1200에 해당하는 합성 펩타이드. (NP_005261.2)
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10070
배송	아이스백