

Wb, Elisa용 항-Gli2 다클론 항체 - P10070

품목 번호: CM0026024

소개

GLI2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에 적합하며 마우스와 래트에 교차 반응성을 가집니다. 헤지호그 신호 전달 및 발달에 관여하는 전사 인자 GLI2를 표적으로 합니다. 연구 용도로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GLI2 토끼 pAb
비고/별칭	GLI2; CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; Gli2
종	마우스
유전자ID (인간)	2736
유전자ID	14633
면역원	접귀(GLI2 (NP_001074594.1))의 아미노산 1-175 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P10070
단백질 분자량	168kDa
배송 방식	아이스 팩