

Wb, Elisa용 항-Gli2 다클론 항체 - P10070

품목 번호: CM0024629

소개

GLI2(유전자 ID 2736, SWISS P10070)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 쥐에서 반응합니다. 스무든(smoothened) 신호전달 및 전사인자 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLI2 토끼 pAb
비고/별칭	CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; GLI2
종	사람
유전자 ID	2736
면역원	사람 GLI2(NP_005261.2)의 아미노산 1100-1200 범위 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P10070
단백질 분자량	168kDa
배송	아이스 팩