


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gli3 폴리클론항체 - P10071

품목 번호: CM0016296



소개

인간 GLI3에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. 헤지호그 신호전달 및 발생생물학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GLI3 Rabbit pAb
비고/별칭	PHS; ACLS; GCPS; PAPA; PAPB; PAP-A; PAPAI; PPDIV; GLI3FL; GLI3-190; GLI3
종	인간
GeneID (인간)	2737
GeneID	2737
면역원	인간 GLI3 (NP_000159.3)의 아미노산 681-788에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10071
단백질 분자량	170kDa
배송	아이스백