


Wb, Elisa용 Anti-Glo1 단클론 항체 - Q04760

품목 번호: CM0010507



소개

사람 GLO1 (Lactoylglutathione lyase)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 글리옥살라제 해독 및 NF-κB 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	GLO1 Rabbit mAb
비고/별칭	GLYI; GLOD1; HEL-S-74; GLO1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	2739
유전자 ID	2739
면역원	합성 펩타이드 사람 GLO1 (Q04760)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q04760
단백질 크기	21kDa
배송	아이스 팩