

Wb, Elisa용 항-Glod4 다클론 항체 - Q9Hc38

품목 번호: CM0027538



소개

인간 GLOD4(글리옥살라제 도메인 함유 단백질 4)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 미토콘드리아 연구 및 글리옥살라제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLOD4 토끼 pAb
비고/별칭	HC6; HC71; CGI-150; C17orf25; GLOD4
종	인간
유전자ID (인간)	51031
유전자ID	51031
면역원	인간 GLOD4 (NP_057164.3)의 아미노산 179-298에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9HC38
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백