

Anti-Glomulin (Glmn) Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92990

품목 번호: CM0017295



소개

글로물린(GLMN)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스와 교차반응함. SCF 유비퀴틴 리가아제 조절 및 혈관계 발달에 필수적. IVD 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GLMN Rabbit pAb
비고/별칭	FAP; GVM; GLML; FAP48; FAP68; FKBPAP; VMGLOM; GLMN
종	인간
GeneID (Human)	11146
GeneID	11146
면역원	인간 GLMN (NP_444504.1)의 아미노산 405-594에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q92990
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백