


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Glp1R 폴리클론항체 - P43220

품목 번호: CM0030131



소개

인간 GLP1R에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. 글루카곤 유사 펩타이드-1 수용체 신호전달 및 당뇨병 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GLP1R Rabbit pAb
비고/별칭	GLP-1; GLP-1R; GLP-1-R; GLP1R
종	인간
GeneID (Human)	2740
GeneID	2740
면역원	인간 GLP1R (NP_002053.3)의 아미노산 1-140에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P43220
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백