


## Wb 및 Elisa용 Anti-Glra2 토끼 다클론 항체 - P23416

품목 번호: CM0014074



### 소개

인간 GLRA2(글리신 수용체 소단위체 알파-2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 신경과학 및 억제성 시냅스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명        | GLRA2 토끼 pAb                                                   |
| 비고/별칭      | GLR; MRXSP; GLRA2                                              |
| 종          | 인간                                                             |
| GeneID(인간) | 2742                                                           |
| GeneID     | 2742                                                           |
| 면역원        | 인간 GLRA2(NP_002054.1)의 350~420번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원        | 토끼                                                             |
| 분류         | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 랫드                                                    |
| SWISS      | P23416                                                         |
| 단백질 분자량    | 52kDa                                                          |
| 배송         | 아이스팩                                                           |