


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Glrx3 토끼 다클로날 항체 - O76003

품목 번호: CM0024836



소개

사람 샘플에서 WB, IP, ELISA용으로 검증된 Anti-GLRX3 토끼 다클로날 항체입니다. 글루타레독신-3(Glutaredoxin-3)은 세포질 철-황 클러스터 조립, 심비대 조절, 헤모글로빈 성숙에 기능합니다. 심혈관 및 혈액학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLRX3 Rabbit pAb
비고/별칭	GRX3, GRX4, GLRX4, PICOT, TXNL2, TXNL3, GLRX3
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	10539
유전자 ID	10539
면역원	사람 GLRX3 (NP_001186797.1)의 아미노산 1-335에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	O76003
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백