

Wb, Elisa용 Anti-Gls2 폴리클로날 항체 - Q9Ui32

품목 번호: CM0024510



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 Anti-GLS2 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 대사 및 종양 억제와 관련된 미토콘드리아 글루타민아제입니다. IVD 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLS2 Rabbit pAb
비고/별칭	GA; GLS; LGA; hLGA; GLS2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	27165
GeneID	27165
면역원(Immunogen)	인간 GLS2 (NP_037399.2)의 아미노산 545-602 내 서열된 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UI32
단백질 분자량(Protein Weight)	66kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)