


웨스턴 블롯, If-P, Elisa용 항-글루카곤 수용체 (Gcgr) 폴리클로날 항체 - P47871

품목 번호: CM0017362



소개

인간 글루카곤 수용체 (GCGR)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IF-P, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 당뇨병 및 포도당 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GCGR Rabbit pAb
비고/별칭	GGR; GL-R; MVAH; GCGR
종	인간
GeneID (Human)	2642
GeneID	2642
면역원	인간 GCGR (NP_000151.1)의 아미노산 50-150에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P47871
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백