

Anti-Glucose-6-Phosphate Isomerase (Gpi) Monoclonal Antibody [Kd Validated] For Wb, If/Icc, Elisa - P06744

품목 번호: CM0010201



소개

KD 검증된 토끼 단클론 항체로, 포도당-6-인산 이성질화효소(GPI, AMF/NLK라고도 함)를 표적하며 WB, IF/ICC 및 ELISA에 사용합니다. 사람, 쥐, 및 실험쥐 샘플의 내인성 GPI를 검출하며, 해당 과정 및 사이토카인 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD Validated] GPI Rabbit mAb
비고/별칭	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	2821
GeneID	2821
면역원	사람 포도당-6-인산 이성질화효소 (NP_000166.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질/재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 실험쥐 (Rat)
SWISS	P06744
단백질 분자량	63 kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)