

Anti-Glucose-6-Phosphate Isomerase Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P06744

품목 번호: CM0028937



소개

인간 glucose-6-phosphate isomerase (GPI/AMF/NLK)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. 해당과정, 암, 신경과학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	glucose-6-phosphate isomerase Rabbit pAb
비고/별칭	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36; glucose-6-phosphate isomerase
종	인간
유전자 ID (인간)	2821
면역원	인간 glucose-6-phosphate isomerase (NP_000166.2)의 아미노산 1-280 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06744
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스팩