


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항Glud1 다클론 항체 - P00367

품목 번호: CM0028247



소개

인간 GLUD1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다.

인간, 마우스, 래트 샘플에서 글루타메이트 탈수소효소, 미토콘드리아 대사 및 인슐린 항상성 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	GLUD1 토끼 pAb
비고/별칭	GDH; GDH1; GLUD; hGDH1; GLUD1
종	인간
유전자 ID (인간)	2746
유전자 ID	2746
면역원	인간 GLUD1 (NP_005262.1)의 아미노산 54-242번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00367
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스백