


Anti-Glud2 토끼 다클로날 항체 - P49448

품목 번호: CM0029963



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 Anti-GLUD2 토끼 다클로날 항체. 사람, 쥐, 랫드 GLUD2를 인식합니다. 신경 전달 중 글루타메이트 재순환에 관여하는 미토콘드리아 글루타메이트 탈수소효소 2를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLUD2 Rabbit pAb
비고/별칭	GDH2; GLUDP1; GLUD2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	2747
면역원(Immunogen)	사람 GLUD2 (NP_036216.2)의 아미노산 319-558에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P49448
단백질 분자량	61kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)