


Anti-GluR1/Gria1 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - P42261

품목 번호: CM0002723



소개

사람 GluR1/GRIA1 (AMPA 수용체 서브유닛)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 시냅스 기능 및 신경전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GluR1/GRIA1 토끼 mAb
비고/별칭	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; GluR1/GRIA1
종	사람 (Human)
유전자 ID	2890
항원	사람 GluR1/GRIA1 (P42261)의 아미노산 800-906에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	P42261
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)