


Anti-GluR2+GluR3 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ip, Elisa용) - P42262 / P42263

품목 번호: CM0004075



소개

인간 GluR2 및 GluR3 AMPA 수용체 서브유닛을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 시냅스 가소성 및 흥분성 전달에 관한 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GluR2+GluR3 Rabbit mAb
비고/별칭	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; glur-2; glur-B; GluR-K2; GLUR3; GLURC; GluA3; MRX94; MRXSW; GLUR-C; iGluR3; GLUR-K3; GluR2+GluR3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2891/2892
GeneID	2891/2892
면역원	인간 GluR2 (P42262)의 아미노산 784-883 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P42262/P42263
단백질 크기	98kDa
배송	아이스 백(Ice bag)