


Anti-GluR2/Gria2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P42262

품목 번호: CM0006167



소개

사람 GluR2/GRIA2를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. AMPA 수용체 매개 시냅스 전달 및 가소성에 관한 신경과학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	GluR2/GRIA2 Rabbit mAb
비고/별칭	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; glur-2; glur-B; GluR-K2; GluR2/GRIA2
종(Species)	사람(Human)
GeneID	2891
면역원(Immunogen)	사람 GluR2/GRIA2 (NP_001077088.2)의 아미노산 330-470에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P42262
단백질 분자량	99kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)