

Anti-Glur4/Glua4/Gria4 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P48058

품목 번호: CM0012284

소개

인간 GluR4(GRIA4, AMPA 수용체 서브유닛)를 표적으로 하는 재조합 래빗 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 흥분성 시냅스 전달에 대한 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GluR4/GluA4/GRIA4 Rabbit mAb
비고/별칭	GLUR4; GLURD; GluA4; GLUR4C; NEDSGA; GluA4-ATD; GluR4/GluA4/GRIA4
종	인간
유전자 ID (인간)	2893
면역원	합성 펩타이드
원천	래빗
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P48058
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스백