


Anti-Glut1/Slc2A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P11166

품목 번호: CM0026171



소개

GLUT1/SLC2A1에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 포도당 수송 및 대사 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	GLUT1/SLC2A1 Rabbit pAb
비고/별칭	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLVR; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
종	인간
GeneID	6513
면역원	인간 GLUT1/SLC2A1 (NP_006507.2)의 아미노산 210-310 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11166
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백